

Perfil Mastites Real Time PCR

NUNCA
FOI TÃO
RÁPIDO
E FÁCIL

Validado para Bovinos e Pequenos Ruminantes

NOVO MÉTODO

16 agentes - Leite Tanque ou Leite Individual

Staphylococcus aureus

Staphylococcus spp (inclui coagulase negativos)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus uberis

Escherichia coli

Enterococcus spp

Klebsiella oxytoca e/ou K. pyogenes

Serratia marcescens

Corynebacterium pyogenes

Trueperella pyogenes e/ou Peptoniphilus indolicus

Staphylococcus β lactamase

Mycoplasma bovis

Mycoplasma spp

Leveduras

Prototheca spp

PREÇO DE LANÇAMENTO

15€
+ IVA

Vantagens do RT PCR

- Elevada sensibilidade - deteta microrganismos com inibição de crescimento e elimina o problema das amostras com resultado "Culturas negativas" em microbiologia;
- Permite detetar simultaneamente 16 agentes causadores de mastites eliminando o problema "Amostras contaminadas" em bacteriologia;
- Pode ser usado em amostras de leite preservadas ou congeladas;
- Permite testar agentes contagiosos e ambientais.



ANIMAIS
PRODUÇÃO

● ● ● SEGALAB

Envio de Amostras para:

Lugar de Cassapos
4490 - 258 Argivai, PVZ

Email segalab@segalab.pt
Tel 252241500



LABORATÓRIO
DE SANIDADE
ANIMAL E
SEGURANÇA
ALIMENTAR, S.A.

www.segalab.pt